



宇都宮義真撮影



問 サナモア光線療法はどん

な療法ですか。

答 そもそも光線療法の始ま

りは太陽光線の作用を応用した

日光療法ですが、サナモアは太

陽光線の中にある有益な光線を

豊富に outsしますので、人工日光

療法として、健康増進、病気の

治療に応用されます。

問 太陽光線は温かくて明る

いだけではないのですか。

答 無論、違います。温かく

て明るい光線もありますが、冷たい光線や目に見えない光線も含まれています。例えば紫外線と赤外線は肉眼では全く見えません。

問 太陽灯について説明して下さい。

答 光線を出せば太陽灯と言

う人がいますが、紫外線を出す機器、即ち紫外線のみ出す水銀石英灯やサナモアのように紫外線から赤外線まで出すカーボン

灯のことです。

問 ところでサナモアとはど

う言つ意味ですか。

答 私が創案した最新式のカー

ポン灯の商標として作った造語です。サンタリー(Sanatory)とモア(More)の合成語で健

康増進を意味します。

問 サナモアカーボンに種類

があるのは何故ですか。

答 サナモアは紫外線、可視

線、赤外線を混合した総合光線

を放射しますが、カーボンを取

り替えることで光線の混合比率

を自由に変えられるようにした

のです。

問 病気に効くのは紫外線と

言う話を聞いたことがあるので

すが。

答 紫外線に殺菌作用や光化

学作用があるのでそう思われた

のかも知れませんが、可視線や

赤外線にも病氣に有効な効果が

あります。

問 サナモアをかけると温か

く感じますが、その効果につい

て教えて下さい。

答 サナモアの温熱作用は主

に近赤外線の輻射熱です。その

ため身体の表面だけを温める火

鉢やストーブと異なり、身体を

芯から温める深達性があるため

効くのです。

問 サナモアの適応症が多い

のはどうしてですか。

問 それではサナモアは何病気を使つても良いのですか。

答 サナモアを何病気にでも

使つて見てください。サナモア

が出る光線は太陽光線の全ての

波長を混合した光線ですから、

気持良く当たつていれば自然治

癒力を高める色々な作用が働い

て効くのです。自然治癒力こそ

でそんなことはありません。要

は応用の方法の如何です。極度

に衰弱している病人に対しては、

徐々に身体を光線に慣らすよう

にして下さい。水や食物でも暴

飲暴食すると有害です。逆に猛

毒な物質も用い方では薬になり

光線療法問答

宇都宮 義真

万病を癒す源なのです。

問 普通は氷で冷やすよ

う場合に光線で温めて害はありま

せんか。

答 害がないばかりか冷やす

以上の効果があります。実際に

皮膚に冷刺激を与えると、深部

の血行が良くなり身体の中は温

まるのです。この目的はサナモアと同じと言つことがあります。

問 目に害はありませんか。

答 目の病気には目を閉じて

照射しますが、特に効果があり

ます。殊に温罨法を施すよう

に作用します。

問 太陽光線は病人には有害

であると言つ人がいますか。

答 使い方が正しければ決し

てそんなことはありません。要

は応用の方法の如何です。極度

に衰弱している病人に対しては、

徐々に身体を光線に慣らすよう

にして下さい。水や食物でも暴

飲暴食すると有害です。逆に猛

毒な物質も用い方では薬になり

ます。

問 最後にサナモアと薬物療

法の違いについて。

答 サナモアと薬物療法とは

観念が根本的に異なります。薬

物療法で使われている薬の多く

は病氣に関係なく痛みや熱や咳

や下痢のような症状を一時的に

なくすることが出来ますが、サナ

モアは病氣が良くなつて症状が

なくなるからです。

「健康と光線」

昭和27年2月5日発行

「光線療法問答」を引用した。

第11回

日本療術学会

から

箱根・湯本富士屋ホテル
平成十二年十一月十四、十五日

光線部門

腰痛の治療経験



社団法人 神奈川県療術師会

海 渡 一二三

目的

腰痛に関連した五症例に対する光線療法による治療経験について報告する。

症例

「患者1」 47歳 女性 会社員
主訴 腰の激痛。
診断 ぎっくり腰。

現病歴 朝、起床時に立ち上がり

うとした時に腰にギクとくじ

いたような音を感じ、その瞬間

から腰に激痛が走り動くに動け

なくなつた。やっとの思いで近

くの病院に行き、ぎっくり腰と

診断されたが、会社に出勤でき

ないため何とか早く痛みを治し

たいと来所した。

初診時所見 腰痛のため立ち居振舞いがつらく不自由であった。

「患者2」 37歳 女性 主婦
主訴 腰痛、下肢の痛みと腫れ。

初診時所見 腰痛は受けていない。

現病歴 スイミング教室に通っていたが、泳いでからサウナに入り汗を出し、また泳いでサウナに入りサウナから出た時に腰に激痛が走り、下肢にも痛みを感じ腫れたので驚いてタクシーで来所した。

初診時所見 特に腰を痛がつたが膝や足首にも痛みを訴え、痛い、痛いと這いつて動く状態であった。

「患者3」 53歳 男性 会社員
主訴 腰痛。
診断 椎間板ヘルニア。

現病歴 腰が急に痛くなり自宅で光線療法をしたが痛みが取切れないので椎間板ヘルニアと診断された。

初診時所見 腰をかがめ歩く姿

が痛々しかった。

「患者4」 42歳 男性 機械修理工
主訴 下肢の不全神経麻痺
(身体障害者一級)。
診断 椎間板ヘルニアの術後

現病歴 朝、起床時に立ち上がり

うとした時に腰にギクとくじ

いたような音を感じ、その瞬間

から腰に激痛が走り動くに動け

なくなつた。やっとの思いで近

くの病院に行き、ぎっくり腰と

診断されたが、会社に出勤でき

ないため何とか早く痛みを治し

たいと来所した。

初診時所見 腰痛は三回の治療で完全になくなつた。

「患者2」 当院の治療に併せて自宅でも治療するように指示して来所したが、痛みのため動作

が不自由で苦しそうだった。

治療法

治療は四台の治療器を用い、

患者の容態を注意深く観察しながら、四灯で40分から90分照射

した。照射時間に差があるのは、

治療に際し激しい痛みを主訴と

する症例ほど速効的に痛みを軽

減させることに細心の注意をは

らう必要があるからである。すなわちカーボンは赤外線が多く紫外線が少ないため、深部温熱作用が強く皮膚刺激が少ない強

度に力が入らず松葉杖で歩くのがやっとで、痛みの感覚も鈍く、殆ど車椅子の生活を見た友人に

この不自由な生活を見た友人に光線療法を勧められ来所した。

初診時所見 上半身には異常はないが、下半身は不自由で触わる

と冷たく、治療の際にも自力で体位を決めることが出来なかつた。

「患者5」 63歳 女性 主婦
主訴 腰背痛。

初診時所見 病院のレントゲン検査で腰椎がつぶれて骨が変形し、骨と骨との間の椎間の間隔が狭くなつていてこれを指摘され、

年せいだから治りにくくと告げられた。医師からコルセットを着けて杖を突いて歩くように

指示されているが、それでも痛

みで歩くのに困難を來していた。

初診時所見 コルセットを着けて来所したが、痛みのため動作

が不自由で苦しそうだった。

治療成績

「患者1」 腰痛は三回の治療で著しく軽くなり、八日間の治療で完全になくなつた。

「患者2」 当院の治療に併せて自宅でも治療するように指示して来所したが、痛みのため動作

が不自由で苦しそうだった。

「患者3」 患者の都合で当院の治療は一回で後は自宅で治療を

続けたが、三ヶ月後に電話で問い合わせ二十日で腰の痛みは殆どなくなつたと報告を受けた。

「患者4」 病歴から最短で六ヶ月は治療する覚悟が要ると話

納得したので治療した。患者は

当院の治療と治療器を購入して自宅での治療を熱心に続け、二ヶ月目頃より腰から下肢に痛み

を訴えるようになつたが、前以

て麻痺が改善する過程で痛むこ

とを話しておいたので不安なく

治療を続けた結果、四ヶ月で痛

みは軽減して杖を突いて歩ける

ようになり、六ヶ月で知覚も戻

り車椅子と離別できた。

「患者5」 腰背痛は六ヶ月で殆ど改善し、コルセットをはずし

て歩けるまで回復した。

考案ならびに結語

光線療法の効果は生理作用に基づくものである。すなわち速

効性の鎮痛効果は、光線に血管拡張作用のある物質を生成して

血液循環を促進する作用と透過性に優れた深部温熱作用がある

ため、照射部位に能動性充血を起こして血行を促し、筋緊張を弛緩することによる。

したがって激しい痛みを訴えている患者に照射する際には、痛みが和ら

ぐまで十分に時間をかけて治療する必要がある。また光線療法を継続することで、上述の作用に加えてビタミンDを始めさま

ざまな光化学物質が自己の回復力を高めるように作用するため、

治療に至るまでの経過を短縮す

ると考えられるのである。

日本療術学会

から

箱根・湯本富士屋ホテル
平成十一年十一月十四・十五日

シンポジウム膝の治療



光線部門代表世話人
宇都宮 明光

光線療法による膝痛治療

膝痛治療

用されているカーボンアーク灯による膝治療について報告する。なおカーボンアーク灯療法に全身電光浴(閉鎖空間内で白熱電球の熱作用で熱気浴をする白熱球療法)の手法を取り入れたルーフ式マルチアーク療法について考察を加える。

カーボンアーク灯の特性

光線が生物に影響を及ぼす因子はスペクトルと照射量である。子はスベクトルと照射量のみで、分子は分子構造によって特定のスペクトルを吸収する。

吸収されないスペクトルは反射、透過して光生物反応に関与しない。さて分子は特定のスペクトルの照射量に応じて光エネルギーを吸収して励起分子となる。こ

の励起状態の分子は分子変化の過程を経て、光化学反応によるビタミンDやヒスタミン様物質などの光生物反応を起こし励

起分子は消失する。この概念は前世紀の末に人工光線が実用化されると並行して、光線のスペクトル別の作用についての研究が進み、さまざまな光線療法が開発されている。その中で太陽光線を利用する日光療法(ヘリオテラピー)であるが、

以前は放射し、療術で多くの光線を放射し、療術で多

せて燃焼させるカーボンアーク灯は、温度輻射でフルスペクトル光線、換言すれば太陽光線に含まれるスペクトルの総てを連続スペクトルとして放射する。加えて使用するカーボンの芯剤を替えてルミネセンスによる発光現象を利用して、特定のスペクトル域、すなわち紫外部、可視部、赤外部を増強できる。これは光生物反応の強さを左右するスペクトル照射量が、スペクトルの強度と照射時間の積で求められることから、短時間で効果的な反応を起こす上で重要である。

つまりカーボンアーク灯は太陽光線の恵みの総てを効率良く再現する。したがってカーボンアーク灯療法は生物の生理機能を高めることで抵抗力(抵抗力)を増し、病気を予防し、病人の治癒力を促進する自然療法と言える。

主な膝の病気

カーボンアーク灯療法を希望する膝の病気で最も多いのは、中高年の肥満気味のO脚の女性

表1 カーボンアーク灯療法

- [1] シングル・アーク療法(単灯照射)
- [2] デュアル・アーク療法(二灯照射)
- [3] アンルーフ式マルチ・アーク療法(開放空間多灯照射)
- [4] ルーフ式マルチ・アーク療法(閉鎖空間多灯照射)


カーボンアーク灯療法による膝治療

全身の関節を対称性におかず慢のくる病性のものが多いが、O脚に肥満があると膝関節の内側の荷重や摩擦が大きくなり、加齢に伴い関節軟骨が磨耗、消失し、滑膜炎(関節炎)を起こして骨は男性と比べて脆いため边缘化する。そのため骨と骨が直接接するようになり、特に女性の骨は男性と比べて脆いため边缘部にとげ状に増殖した骨棘を形成する。症状は初期には起立時に階段の昇降時などの運動痛を訴ることが多いが、変形が進行すると自発痛や圧痛を訴え、屈曲伸展障害を起こすようになる。次に多い慢性関節リウマチはある。

外傷性の膝内障は膝関節とその周辺組織の過度の外力による損傷に対する総称であり、半月板や韌帯の損傷が主なものである。原因は不明であるが自己免疫芽組織の関節パンヌスが関節軟骨と骨を破壊するため関節は著しく変形する。したがって進行すると日常生活の活動度を高度に損なう機能障害を免れない。

手首の関節と共に好発部位である。初発症状は滑膜炎で、再燃と寛解を繰り返し、炎症性の肉芽組織の関節パンヌスが関節軟骨と骨を破壊するため関節は著しく変形する。したがって進行すると日常生活の活動度を高度に損なう機能障害を免れない。原因は不明であるが自己免疫芽組織の関節パンヌスが関節軟骨と骨を破壊するため関節は著しく変形する。したがって進行すると日常生活の活動度を高度に損なう機能障害を免れない。

図 ルーフ内の温度・湿度変化



カーボンアーク灯の使い方
单灯で照射するシングルアーケ疗法は、自己療法として、あるいは治療院の補助療法として最も普及しているが、必要な照明を工夫改良が加えられているが、さまざまな現に使われている主な使い方を独自に命名して表1に示した。

照射することに加えて全身照射を併用することで、患部照射だけでは得られない効果がある。


射量を確保するには照射時間が長くなる。二灯照射のデュアル

アーケ疗法は、照射時間を短縮するために用いられる。開放状態で三台以上で多灯照射するアンル

鎖空間のルーフ内で行うルーフ式マルチアーケ疗法は、前述した光線の熱作用を利用する全身

照射法に取り入れた治療法である。

表2 鎮痛と組織障害修復の機序



度を短時間で確保しやすいのが利点である。同じく多灯照射を閉鎖空間のルーフ内で行うルーフ式マルチアーケ疗法は、照射時間は30分から45分であり、電光浴の手法をカーボンアーケ

以下通りである。
(1) ルーフ内は乾熱で湿度が低いため、ルーフ内の温度は熱気浴サウナの半分以下であるが、光線の副交感神経および汗腺刺激作用と相まって気持ち良くなり汗を促すことはない。


図にこの間のルーフ内の温度と湿度の推移を示したが、特徴は以下の通りである。
(2) 体温の上昇はモルヒネ様物質のエンドルフィンの分泌を促し、鎮痛効果を高め、免疫能を調整する。

（3）体温の上昇はモルヒネ様物質のエンドルフィンの分泌を促し、鎮痛効果を高め、免疫能を調整する。

表2にカーボンアーケ疗法の鎮痛効果と組織障害修復の機序を示した。炎症性の疼痛のある患部には循環障害があり、速効性の鎮痛効果は主に深達性的体温が上昇するのに反応して体温の恒常性（ホメオスターシス）を維持する体温調節作用が作動して血行が促され、循環障害が改善されることによる。加えてヒスタミン様物質の血管拡張作用が協調して働くために血流循環は一層促進し、血行の増大、筋弛緩、炎症物の吸収、排泄を促し、鎮痛効果を確かなものにすると共に治癒機転を促進する。またビタミンDはカルシウム調節ホルモンとして体内か

らシウムの恒常性を保つと共に、細胞分化誘導作用で化骨を促し、免疫応答を調整し、組織障害を修復するが、ビタミンD受容体が軟骨細胞にあることから、軟骨の再生に関与する可能性が示唆される。

表2にカーボンアーケ疗法は各自の自然治癒力を高める合理的な治療法である。変形性膝関節症は治療を継続する加算効果で著効を認める例が多い。慢性関節リウマチは再燃と寛解を繰り返す難治な疾患で、痛みを管理し病状の悪化を防ぐことが求められるが、鎮痛効果や免疫応答を調整する作用が予後の改善に有用である。膝内障の場合、速効性に症状を緩和し、その後の経過を改善する効果を認める。なお膝治療では膝を支えている筋肉、特に大腿四頭筋の筋力を鍛える運動療法（リハビリ）を行つて廃用症候群を防ぐことが重要である。



☆慢性疲劳症候群

48歳 女性 主婦

熱と全身倦怠感が続いたため、近医で経過観察されていたが、

精密検査を受けたが、明らかに異常所見はなく、退院後はさらにベッドで横になる時間が長くなつた。このため精神科を受診したところ、慢性疲労症候群の可能性が高いが、現時点では研究段階で治療法はないと言われ、ショックを受け落ち込んでいる時に、友人から光線療法の話を聞き、娘さんに身体を支えられ

☆肝硬変症

好家 症例
74歳 女性 マラソン愛

た。三ヶ月後に入院して全身の精密検査を受けたが、明らかな異常所見はなく、退院後はさらにはベッドで横になる時間が長くなつた。このため精神科を受診したところ、慢性疲労症候群の可能性が高いが、現時点では研

全身の皮膚に黒色調の色素沈着と所々に痒みをともなう湿疹を認めたため、病院を受診し肝硬変症と診断された。

台 驗 例 報 告

療法経過　治療はA A カーボンを用い、足裏10分、膝部10分、腹部10分、背部10分、腰部10分照射した。翌日から友人に治療器具を借り、自宅での治療を開始した。十日後、電話にて、症状に明らかな変化はないが、眠りは深くなつたとの報告があり、さらには二回目の電話連絡で、若干の全般倦怠感はあるものの、頭痛や筋肉痛の頻度は減少し、調子の良い日には数時間でもベッドから離れることができるようになつたと報告を受けた。治療開始一か月後には、本人から、疲労感や倦怠感は残つており、普通の生活に復帰することができた。その後、約半年間は、治療回数を減らしても、効果が持続するようになり、治療回数を減らして、毎月1回程度の回数で、現在も継続して治療を行っている。

神戸市 ウエノ光線療研
上野 健太郎氏報生

☆ミニエール病

筋肉痛の頻度は減少し、調子の良い日には数時間でもベッドから離れることができるようになつたと報告を受けた。治療開始一ヶ月後には、本人から、疲労感や倦怠感は残っており、普通の

症例 60歳 男性
以前、腰痛のため治療器を購入し、光線療法を体験していった患者。突然、何の前駆症状もなく、めまい、耳鳴および視覚障害を自覚。めまいは、閉眼にて

サナモアカーボンの
類似品にご注意下さい

サンモア A、B、C、D カーボンは、その使用法を書いた著書「光線療法學」ともども愛用者各位の御信頼を頂き、全国津々浦々まで高い評価を受けておりますことは、皆様方よくご存知の通りであります。

ところが他社製カーボンに「光線療法學」をセットしたり、サンモア ABCD と効果が同じという根も葉もないうたい文句で互換表を添付して販売している業者がいます。もとより、このような道理にもとる行為をする者が何時の世にもいますが、当研究所としては他社製カーボンを使用した場合の効果について一切の責任はもてませんので、異々もご注意下さい。

(サンモアカーボンには、製造元イビデン株式会社の商標「B」のマークが必ずついてます。)

療法経過 平成10年7月21日から11月6日まで、自宅での治療に加え、当院でも治療を行った。治療にはABまたはBDカーボンを、適宜症状に応じて使用し、照射方法は二灯照射または四灯照射で行った。最初は、側臥位にて顔面、腰部、膝部および膝裏に10分間照射。次に、後頭部、右上腹部、膝裏および足裏に20分間照射。さらに下腹部、背部および足裏に10分照射した。次に仰臥位とし、一号集光器を用いて、左側顔面、右側頸部（甲状腺右葉付近）、左側腹部およ

院では、メニエール病と診断され、ぐるぐると回る回転性のめまいが、歩くことができなかつた。病

び右膝側面に10分間照射し、さ
らに右側顎面、左側頸部（甲状腺
左葉付近）、右側腹部および
左膝側面に10分間の同時照射を行
った。治療開始後、徐々に全
身の皮膚の色素沈着は薄らぎ、
湿疹も少しづつ改善したため自
宅治療のみとした。本年9月、
久しぶりに来所された際には、
いたって元気で全身状態も良好
であり、今後も光線療法を継続
されるとのことであった。

療法経過　治療はA A カーボン
是非光線療法で治したいとの希望をもち来所した。

両側の耳を正面からと、耳後部および後頭部を各30分ずつ照射。基本照射として、足裏、足首、膝部、腰部、背部をA A カーボンで各20分ずつ照射し、腹部は、A B カーボンで20分照射することを指示した。自覚症状は徐々に改善し、約一か月で完治したが、しばらくは光線治療を継続するよう説明した。その後、さらに一か月経過観察したところでは、再発することもなく元気に仕事をしている。

東京光線療去研究所

福岡県春日市
TEL〇九二八五七二一五七三
山崎いく子氏報告
育美健康光線療研

△七ページから続く△
身となるガリレオ・ガリレイも
その一人でした。

そして、近代は抑圧されてい
た中世に対する不満が爆発する
かのように、様々な分野で学問
が発達します。優れたレンズの
発明により顕微鏡が作られ、そ
れまで人類が目にすることがで
きなかった世界が目の当たりにな
り、やがて、細菌の発見、抗生素
剤の誕生につながります。一九
二八年、フレミングは偶然ある
種のかび（ペニシリウム・ノタ
トウム）に殺菌作用があること
を観察しますが、その殺菌作用
を有する物質ペニシリンは、一
九四〇年にチャーンによりはじ
めて精製されます。のちに、二
人はその功績でノーベル医学生
理学賞を受賞しますが、化学療
法はこの時始まり、わずかの間
に様々な種類の抗生素が合成さ
れることになるのです。そして
今、われわれが恩恵にあずか
っているほとんどの医学が、今世
紀のものと言つても過言ではな
いでしょう。

求められる医療

医療の変遷について簡単に触
れましたが、来るべき西暦二〇
〇〇年には、さらに解決困難な
課題が山積みされています。な
かでも、人口の高齢化は重要な
課題の一つです。六五歳以上の
人口を高齢者とすると、本邦では
現在全人口の約一五%をしめて

おり、二〇一〇年には二〇%に、
そして二〇二〇年になると二五
%になると予測されます。こうな
ると、それともない疾病構造も
変わり、慢性疾患の増加や介護

面の変化も生じるでしょう。

また、近年の医学的研究はと
どまるところを知らず、私たち

は、神の領域にまで足を踏み入
れようとしています。生殖医療、
クローリン技術、遺伝子操作など

の新しい高度先端医療は、生命

の根幹、倫理にかかわることで、
社会とともにあるべきものです。

人類の未来のために必要であ
ると言つて、研究者の言うとお

りに研究を押し進めるべきも
ではありません。歴史が示すよ

うに、時代により病気の概念や
治療法はいとも簡単に変わつ
てはいかと思います。このこと

は、医学だけなく、化学や工
業などの広い分野にわたり言え
る事ですが、進歩する歩調をゆ
るめる余裕がほしいのです。将
来、私たちの子孫に、二十一世
紀は、人類を破滅に導いた罪の
時代であったと言われないため


に。

時とともに陳腐で非常識なもの
になり、最後は忘れ去られてしま
うことが往々にしてあるから

です。

二十世紀、医学はわずかの間
にとてつもなく進歩しました。
中世の医学が、約千年進歩しな
かったことを考えると、この進
歩の速さは驚異的です。そこで、
これからは時に立ち止まり、今
自分たちが行っている医学には
普遍性があるのか、正当性があ
るのかを考える必要があるので
はないかと思います。このこと
は、医学だけでなく、化学や工
業などの広い分野にわたり言え
る事ですが、進歩する歩調をゆ
るめる余裕がほしいのです。将
来、私たちの子孫に、二十一世
紀は、人類を破滅に導いた罪の
時代であったと言われないため

サナモア



サナモア 光線協会

趣意書

サナモア光線協会は、太陽光線こそ健康を増進する自然の恵みの源泉であり、生命力を高めて病気の予防、治療に効果があるとの観点に立ち、太陽光線に近似したフルスペクトル光線を放射するサナモア光線療法の啓蒙、普及活動に努めることで、国民の健康、福祉に貢献します。

サナモア光線協会は、サナモア光線療法に対する認知と評価を高めるため、
一、季刊紙、「健康と光線」の発行。
二、サナモア光線治療師の募集と育成。
三、サナモア光線治療師の募集と育成。
の事業を行います。

医学博士 宇都宮 光明

「健康と光線」の購読者を募集します。

また事業の詳細はお問い合わせ下さい。

〒153-0063 東京都目黒区目黒4-1-18

サナモア光線協会 TEL(03)3793-1528
三七一一五三二二

(本紙の無断転用を禁止します。)